


Jeisys
Better You



LIPOCel™

For Better Life & Better You

Cofepris  | Registro Sanitario: 0199E2021 SSA

LIPOfcel™



«Un nuevo paradigma para el modelado corporal»

[5°C] Enfriamiento por contacto

El enfriamiento por contacto protege la epidermis y los nervios de los daños térmicos, por lo que reduce considerablemente el dolor y permite un tratamiento con una energía máxima de hasta **150J**.

Cartucho LIPOfcel™



Puede tratar cualquier área (excepto cuello y cabeza) con los cartuchos de diferente profundidad.

Opciones de cartuchos:

- Sin límite de disparo por 6 meses.
- Sin límite de tiempo para 3,000 disparos.



5min.



15min.



10min.



8min.



6min.




6min.

Enfriamiento por contacto

Tratamiento seguro - La temperatura cambia en la epidermis



Niveles de tolerancia al dolor con y sin el enfriamiento



Ventajas

Alta eficacia

150J (Max) de energía inducen de manera instantánea el **Efecto Agudo** y el efecto de **Apoptosis Crónica**.

Dolor mínimo

El enfriamiento por contacto protege la piel de los daños térmicos reduciendo el dolor.

Sin inactividad

La piel sin daños permite una vida rutinaria normal.

Tratamiento rápido


La alta energía y el control del dolor por el enfriamiento permiten un rápido tratamiento de 15 minutos.

Costo mínimo

Cartuchos de disparos ilimitados. No hay costos de consumibles por 6 meses.

Dispositivo más rentable

Smart ROI - El dispositivo más rentable para tu exitoso negocio



LIPOcel

Con los cartuchos ilimitados no hay costos de consumibles en 6 meses.

Competencia:

Costos de consumibles en cada disparo y tratamiento.

La **RENTABILIDAD** de LIPOcel es más alta que la de los competidores.



«Un estudio actual demostró un número creciente de pacientes que buscan tratamientos no invasivos de modelado corporal. Después de probar y comparar muchos tratamientos basados en energía, noté que **LIPOcel**, utilizando tecnología HIFU, ha proporcionado hasta el momento resultados rápidos, indoloros, y lo más importante, efectivos dentro de un corto periodo de tiempo. Tiene evidencia científica sobre el efecto agudo para tensar la piel y el efecto crónico de la lisis de la célula de grasa subcutánea para lograr el resultado deseado por mi paciente.»

- Dr. Ungky Shahrin, MD, Medicina Estética, Malasia

Tiempo de recuperación

Un nuevo paradigma de tratamiento de modelado corporal inspirado por los médicos

15 min.

Tratamiento de abdomen completo

- Fácil y cómodo
- Triple energía
- Sin tiempo de recuperación
- Buenos resultados
- Sin dolor





Circunferencia abdominal baja **-3cm**

Grasa abdominal **-3.5mm**



Circunferencia abdominal baja **-5cm**

Grasa abdominal **-7.6mm**



Circunferencia abdominal baja **-6cm**

Grasa abdominal **-11.8mm**



Circunferencia abdominal baja **-3.5cm**

Grasa abdominal **-3.3mm**

LIP0cel™

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia	2MHz
Energía	Máxima de 150 J/cm ²
Pantalla	LCD de 10.2", touch-screen a color
Tamaño	44cm (w) x 58cm (d) x 108cm (h)
Peso	80 Kg.

ESPECIFICACIONES DEL CARTUCHO

Activación	Por gatillo en pieza de mano
Área de tratamiento	30mm x 30mm
Profundidad	13mm, 11mm y 8mm
Enfriamiento	Sistema de enfriamiento por contacto 5°C
Tamaño	9cm (w) x 9cm (b) x 27cm (h)
Peso	1.5 Kg (pieza de mano) / 2 Kg (c/cartucho)

ESPECIFICACIÓN DE SISTEMA

Requerimientos de electricidad	220V
--------------------------------	------



medstore
Tecnología que Sirve

Jeisys
Better You

Carretera a los Arquitos 603. Los Arquitos
CP 20996, Jesús María, AGS. México

Tel. (449) 4782400

contacto@medestore.mx
www.medestore.mx